



Kvikguide til den elektroniske lup

Clover 3

1. Bærestrop
2. "Fødder" til læsning
3. Knap til fastfrysning af billede
4. Knap til forstørrelse og kontrastforstærkning
5. Skærm
6. Stik til opladning
7. Tænd/sluk-knap
8. Statuslampe.



Opladning: Deres Clover 3 har et indbygget, opladeligt batteri, som oplades med den medfølgende oplader og kabel: Sæt det lille stik på kablet i ladestikket på Clover 3 (nr. 6 på illustrationen ovenfor), og det store i stikket på opladeren. Sæt laderen i en stikkontakt og tænd for strømmen – se illustrationen til højre.

Den lille statuslampe (nr. 8 øverst på siden) lyser grønt mens der lades, og slukker når opladningen er tilendebragt.



Tænde og slukke: Tryk tænd/sluk-knappen (nr. 7 på illustrationen ovenfor) ind, og hold den inde i tre sekunder, for at tænde. Gør det samme for at slukke. Bemærk: For at spare på batteriet slukker Clover 3 automatisk, hvis ikke De bevæger den eller betjener dens knapper i tre minutter i træk.

Forstørre mere eller mindre ("zoom'e"): Skub knappen til forstørrelse (nr. 4) til højre for at forøge forstørrelsen, eller til venstre for at mindske forstørrelsen.

Fastfrys et billede: Tryk på fastfrysings-knappen (nr. 3) mens det De ønsker at fastholde er på skærmen. For at få det "levende" billede frem igen, trykker De på fastfrysingsknappen igen.

Kontrastforstærkede farvetilstande: Tryk den blå knap på Clover 3's overkant (nr. 4) ned en eller flere gange: Hver gang der trykkes, skiftes til en ny kombination af for- og baggrundsfarve. For at vende tilbage til naturlige farver, skal De trykke den blå knap ned og holde den nede i cirka 3 sekunder.

Læselys: Som standard tændes fire små "læselamper" på bagsiden, når De tænder for Clover 3. Normalt hjælper dette med at give et klart billede på skærmen, men på visse, navnlig blanke overflader kan det give anledning til generende reflekser. De kan slukke og tænde for disse lys efter behov, ved at trykke tænd/sluk-knappen (nr. 7 på illustrationen øverst på siden) ind, og holde den inde, mens De trykker på fastfrysings-knappen (nr. 3).

Bemærk: Deres Clover 3 kan mere endnu – læs herom i den medfølgende vejledning.